

HUMAN HEALTH

ENVIRONMENTAL HEALTH

GRANDES RESULTADOS COMEÇAM COM UMA CORRETA PREPARAÇÃO

Troque seu Microondas e ganhe 20% de desconto no Microondas Titan MPS™ *

A digestão por Microondas fornece a alta temperatura e alta pressão necessária para uma rápida e completa digestão de amostra nas mais difíceis matrizes e permite uma análise total do elemento. Usando tubos de digestão selados *ultra-clean*, o Titan MPS evita a perda de analitos voláteis e previne a contaminação de amostras através do ambiente de trabalho (contaminação cruzada). Com sua alta performance, a digestão por microondas é ideal para,

praticamente qualquer amostra incluindo amostras difíceis como mineração/geológicas, metalúrgicas, ambientais, petroquímicas e farmacêuticas. Com o sistema de preparação de amostra por microondas Titan MPS, estamos cumprindo a promessa de um equipamento simples, seguro e com ótimo custo-benefício – um equipamento com o rápido retorno do investimento que os laboratórios procuram nestes tempos de investimentos controlados. E ele é apoiado pela PerkinElmer, uma empresa reconhecida por toda sua experiência em Espectroscopia Atômica. Com um time próprio de pessoas que entendem detalhadamente cada passo da ciência por trás de todos os desafios e metas que o seu laboratório precisa atingir.

*Por favor, use o código promocional AAT201214 no momento do pedido. Os consumíveis do Titan MPS também participam do desconto (20%) se no mesmo pedido.
Oferta válida de 28/04/2014 a 31/12/14.



Microondas para Preparo de Amostras Titan MPS™ 16 Posições



Microondas para Preparo de Amostras Titan MPS™ 8 Posições



ECONOMIZE também nos consumíveis do seu Titan!

Contate seu vendedor PerkinElmer ainda hoje para mais informações!


PerkinElmer
For the Better

TERMOS E CONDIÇÕES



As seguintes condições são aplicáveis ao programa: AAT201214

Informações:

Descrição

Part No.

Titan MPS 16 Posições, (230V 50/60Hz)

N3130100



Inclui: Rotor de 16 posições, manifold de contenção de gás, 16 tubos de digestão standard de 75 mL, 15 tampas para os tubos sem sensor pressão, 1 tampa para o tubo com sensor de pressão, uma ferramenta para adequação do selo, mangueira de exaustão, consumíveis para aproximadamente 500 análises e um cabo de força modelo americano.

Peso 53 kg

Dimensões (LxPxA) 21 in. x 25 in. x 17 in.

Descrição

Part No.

Titan MPS 8 Posições, (230V 50/60Hz)

N3130110



Inclui: Rotor de 8 posições, manifold de contenção de gás, 8 tubos de digestão para altas pressões de 100 mL, 8 Tubos de TFM, 8 jaquetas de pressão de cerâmica, 7 Tampas para tubo sem sensor de pressão, 1 tampa para tubo com sensor de pressão, uma estação de abertura do tubo, uma ferramenta para adequação do selo, mangueira de exaustão, consumíveis para aproximadamente 500 análises, e um cabo de força modelo americano.

Peso 53 kg

Dimensões (LxPxA) 21 in. x 25 in. x 17 in.

Contate seu vendedor PerkinElmer local para informações adicionais.

*Por favor, use o código promocional AAT201214 no momento do pedido. Os consumíveis do Titan MPS também participam do desconto se no mesmo pedido (20%). Oferta válida de 28/04/2014 até 31/12/14.

PerkinElmer do Brasil
Telefone: (11) 3868-6200

e-mail: sheila.marques@perkinelmer.com
luis.freitas@perkinelmer.com
www.perkinelmer.com

Para a lista completa de nossos escritórios visite www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright ©2014, PerkinElmer, Inc. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.


PerkinElmer
For the Better